

MEDIPHOT

X-RAY DARKROOM ACCESSORIES
RÖNTGEN DUNKELKAMMER ZUBEHÖR

MEDIPHOT DARKROOM FILMLOADING/STORAGE BENCH **DUNKELKAMMER FILM ARBEITSTISCH**

In stove enamelled steel structure, with wooden, **antistatic linoleum coated** bench cover.
Ofenemaillierte Stahlblechdurchführung, mit Holz Arbeitsplatte mit **Antistatic Linoleum**.



| | Type WB 1 with / mit | Type WB 2 with / mit | Type WB3 with / mit |
|---|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Number of Film Compartments Anzahl der Filmladen | 1 | 2 | 3 |
| Number of Drawers Anzahl ausziehbarer Laden | 1 | 1 | 1 |
| Outside Dimensions / Weight Außenabmessungen / Gewicht | 54x62x100 cm 40 kg | 97x62x100 cm 52 kg | 147x62x100 cm 70 kg |

Colenta®

MEDIPHOT

DARKROOM WINDOW CASSETTES TRANSFER DUNKELKAMMER KASSETTEN TRANSFER FENSTER

In stove enamelled steel structure, internal surface rubber coated, **lead front X-ray protection of cassettes transfer doors 2,00 mm L.E.**, mechanical system, ensuring only alternatively opening of doors.

Emaillierte Stahlblechausführung, mit Gummibeschichtung innen, **Fronttür-Bleischutz 2,00 mm Bleigleichwert**, wechselseitiges öffnen der Türen mechanisch gewährleistet.



| | Type CT 2 H with / mit | Type CT 4 H with / mit |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Number of Cassettes Compartments / Hatches | 1/2 | 2/4 |
| Outside dimensions / Außenabmessungen | 35x58x54 cm | 66x58x54 cm |
| Wall cut out / Weight | 28,5x54,5 cm | 58,5x54,5 cm |
| Wandöffnung / Gewicht | 24 kg | 52 kg |

MEDIPHOT

DARKROOM ID-CAMERA FOR X-RAY FILMS DUNKELKAMMER RÖNTGENFILM ID-KAMERA



With stove enamelled steel housing, **area for identification data to be exposed on x-ray film 8,5x2,5 cm, with electronic exposure timer.**

In emailliertem Stahlblechgehäuse, **Größe des ID-Fensters 8,5x2,5 cm, mit elektronischem Belichtungsregler.**
Dimensions / Abmessungen: 24x23x6 cm

MEDIPHOT

Type DRL/W – Blue
Type DRL/W – Green



Wall mounted lamp / Wandlampe

ABS housing, filter size 16x21 cm,
Bulb 15 W, 230 V
ABS-Gehäuse, Filtergröße 16x21 cm,
Glühlampe 15 W, 230 V

DARKROOM LAMPS DUNKELKAMMER LAMPEN

Type DRL/CI



Ceiling Lamp / Deckenlampe

Steel enameled plate lamp.
Red safety screen 25x35 cm
for blue sensitive films
Sodium Vapor Lamp 35 W
35 W Natriumdampfampe
in emailliertem Stahlblechgehäuse,
Filtergröße 25x35 cm, für blau
sensibilisierte Röntgenfilme.
Dimensions: 38x29x35 cm / 8 kg

MEDIPHOT

SET OF LEAD LETTERS / NUMBERS SATZ VON BLEI-BUCHSTABEN / -ZIFFERN



Set of Letters and Numbers:

Height 12 mm, consisting of 5 series of numbers (from 0-9 each) and 2 series of letters (A-P-S-D each) and a pair of tweezers.

Höhe 12 mm, beinhaltet 5 Zahlen Serien (jeweils 0-9), 2 Buchstaben Serien (jeweils A-P-S-D) sowie eine Pinzette.

Set of letters:

Height 12 mm, consisting of 2 series of letters (A-Z, 26 letters each) and a pair of tweezers.

Höhe 12 mm, beinhaltend 2 Buchstaben Serien (A-Z, jeweils 26 Buchstaben) sowie eine Pinzette.

COLENTA Labortechnik GmbH & Co. KG

Neunkirchner Strasse 117
A-2700 Wiener Neustadt
Austria

Tel: +43/2622/28 311-0
Fax: +43/2622/28 311-7
e-mail: office@colenta.at

ACI – ART COLENTA International

Patrick Flaherty – International Business Manager
Unit 29 Levellers Lane,
Eynesbury, St. Neots,
Cambridgeshire PE19 2JL, U.K.
Tel: 44 (0) 1480 211118
Fax: 44 (0) 1480 215236
Email: aci@patflaherty.com
Skype: patflaherty