

# MEDIPHOT

## X-RAY FILM TANK PROCESSING EQUIPMENT RÖNTGENFILM HANDENTWICKLUNGSANLAGE

TYPE M1



TYPE M2



Suitable for **film hangers up to 35x43 cm (14x17 inch)**, with **thermostat** for automatic temperature control, with **chemistry resistant heaters**, **extractable tanks for developer and fixer**, fixed compartments for intermediate and final wash, acid proof taps and PVC-tank material, **cover lids for developer and fixer**.

Geeignet für **Filmrahmen bis zu 35x43 cm**, mit **Thermostat** und **chemikalien-resistenten Heizelementen**, **heraushebbare Tanks für Entwickler und Fixierbad**, fixe Tanks für Zwischen- und Endwässerung, säurebeständige Ablaßhähne und PVC-Tankmaterial, **Deckel für Entwickler- und Fixiertank**.

	Type M1	Type M2
<b>Developer Tank / Entwicklertank</b>	10 litres	20 litres
<b>Fixer Tank / Fixiertank</b>	10 litres	20 litres
<b>Intermediate Wash / Zwischenwässerung</b>	together 80 litres	16 litres
<b>Final Wash / Endwässerung</b>		100 litres
<b>Dimensions / Abmessungen</b>	60x53x98 cm	105x60x105 cm
<b>Weight (empty) / Gewicht (leer)</b>	31 kg	62 kg
<b>Power Supply / Elektr. Anschluß</b>	230 V, 50/60 Hz, 1000 W	230 V, 50/60 Hz, 1000 W

**Colenta**<sup>®</sup>

# MEDIPHOT

## PROCESSING TANKS FOR X-RAY FILMS VERTIKALTANKS FÜR RÖNTGENFILME



For x-ray films manual developing up to size 30x40 cm.  
Construction in **anti-corrosion PVC**.

**Provided with:**

2 fixed compartments 2,5 lt. for developing and fixing  
1 fixed compartment 15 lt. for intermediate and final washing

**Dimensions / Abmessungen: 22x38x53 cm; 11 kg**

Für Röntgenfilmhandentwicklung, für Filmformat bis zu 30x40 cm. Konstruiert aus **korrosionsresistentem PVC**.

Also available for film size up to **35x43 cm** (14x17 inch)! / Auch erhältlich für Filmformat bis zu **35x43 cm!**

Also available with **heating element** / auch erhältlich mit **Heizung** 100 W, 230 V, 50 Hz!

# MEDIPHOT

## X-RAY FILM HANGER – HANGER SUPPORT RÖNTGENFILMRAHMEN – RAHMEN KONSOLE

TYPE H-F



**TYPE H-F**

X-ray film hanger, **frame type**, stainless steel.  
Rostfreier Röntgenfilmhalter mit **Rahmenhalterung**,

TYPE H-S



**TYPE H-S**

Hanger Support for wall mounting, adjustable support arms, stainless steel, for 20 hangers.  
Filmhalter-Konsole, Wandmontage, einstellbare Tragarme, rostfreier Stahl, für 20 Filmhalter.

# MEDIPHOT

## FAN FOR DARKROOM DUNKELKAMMER VENTILATOR



### Typ F 600

Light-tight for use in darkroom, with remote control, 600 m<sup>3</sup>/h, installation wall opening 26 cm Ø. 230 V, 50/60 Hz, 150 W

Lichtdicht für Dunkelkammer Verwendung, Fernbedienung, 600 m<sup>3</sup>/h, Montageöffnung 26 cm Ø. 230 V, 50/60 Hz, 150 W

# MEDIPHOT

## X-RAY FILM DRYING CABINET RÖNTGENFILM - TROCKENSCHRANK



In **steel structure**, stove enamelled, with hot air circulation inside, complete with thermostate for drying temperature adjustment, timer, and hanger supports which can be pulled out for convenient loading of film hangers, suitable for hangers up to 35x43 cm (14x17 inch).

In **Stahlblechdurchführung**, emailliert, mit Zwangsluftzirkulation mit Trockner-Thermostat und Zeitschaltuhr, Filmrahmengestell herausziehbar für bequeme Befüllung, für Filmhalter bis 35x43 cm.

### Type DC2

Hanger levels Filmrahmenebenen	1
Number of hangers Anzahl Filmrahmenhalter	max. 15
Dimensions Abmessungen	59x50x120 cm
Weight Gewicht	30 kg
Power Supply Anschlusswerte	230 V, 50/60 Hz, 1000 W

**COLENTA Labortechnik  
GmbH & Co. KG**  
Neunkirchner Strasse 117  
A-2700 Wiener Neustadt  
Austria  
Tel: +43/2622/28 311-0  
Fax: +43/2622/28 311-7  
e-mail:[office@colenta.at](mailto:office@colenta.at)

**ACI – ART COLENTA International**  
Patrick Flaherty – International Business Manager  
Unit 29 Levellers Lane,  
Eynesbury, St. Neots,  
Cambridgeshire PE19 2JL, U.K.  
Tel: 44 (0) 1480 211118  
Fax: 44 (0) 1480 215236  
Email: [aci@patflaherty.com](mailto:aci@patflaherty.com)  
Skype: patflaherty